

Øreaflastningspude



Vendbar ørepude til aflastning, med afrundet hul, hvor øret placeres, og udskæring til skulder.

Puden er opbygget af 3 cm TempraFlex® SAF-65 (gul) og 3 cm TempraFlex® SAF-66 (rosa) således at puden har en blød og en medium hård side.

Leveres med vaskbart, brandhæmmende, latexfri samt ånd- og strækbart grå Dahlia inkontinensbetræk.

Mål: 38 x 42 x 6 cm (B/D/H)

Ørehul, mål: 8,5 x 9 cm

Velour betræk kan bestilles særskilt.

Rengøring:

Puden kan rengøres i autoklave eller ved håndvask.

Inkontinensbetræk tåler kogevask, tørretumbling, sprit eller sæbevand, Velourbetræk tåler maskinvask v/60 grader samt tørretumbling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Mål (B/D/H)
33004740	43465	Øreaflastningspude blød/hård	38 x 42 x 6 cm
33004741		Velour betræk til Øreaflastningspude	