

## Bagborde - rustfri



Bagborde med 1- eller 2 elektriske højdejusterbare søjler.

Ideelt til brug af f.eks. udpakning af procedurepakker og lign.

4 stk. Ø100 mm Levina hjul, heraf 2 m/bremse.

Fås også med hylde over- eller under bordpladen.

Aftagelig/udskiftelig bøjle fås som tilbehør.  
(kan eftermonteres - oplys bordets bredde/længde v/bestilling).

Fås i flere størrelser.

Kan højdejusteres fra 80-120 cm

Maks. belastning (1 søjle): 125 kg

Maks. belastning (2 søjler): 200 kg

Varenummer	Beskrivelse	Mål (B/D/H)	Belastning
521220	Bagbord m/1 elektr. højdejust. søjle	70 x 50x 80-120 cm	125 kg
521221	Bagbord m/1 elektr. højdejust. søjle	95 x 55 x 80-120 cm	125 kg
521222	Bagbord m/1 elektr. højdejust. søjle	120 x 60 x 80-120 cm	125 kg
521223	Bagbord m/1 elektr. højdejust. søjle	150 x 60 x 80-120 cm	125 kg
521224	Bagbord m/2 elektr. højdejust. søjler	175 x 60 x 80-120 cm	200 kg
521225	Bagbord m/2 elektr. højdejust. søjler+overhylde	152 x 75 x 80-120 cm	200 kg
521226	Bagbord m/1 elektr. højdejust. søjle+overhylde	118 x 70 x 80-120 cm	125 kg
521227	Bagbord m/1 elektr. højdejust. søjle+underhylde	150 x 60 x 80-120 cm	125 kg
521228	Bagbord m/2 elektr. højdejust. søjler+underhylde	175 x 60 x 80-120 cm	200 kg
521230	Bøjle til bagbord	Højde: 15 cm	
521231	Bøjle til bagbord	Højde: 20 cm	
521232	Bøjle til bagbord	Højde: 25 cm	
521233	Bøjle til bagbord	Højde: 30 cm	