

Assistancebord - elektrisk højdejustering



Assistanceborde med elektrisk højdejustering via batteridrift (Linak).

To betjeningspaneler, én på siden og én for enden, således en ass. sygeplejerske også kan betjene bordet.

Udformet, så det kan køres helt ind til seng/leje og ind over patienten.

Højdejustering: 80-120 cm

Udstyret med 3 stk. Tente Levina Ø100 mm hjul, heraf 2 med bremse.

Maks. belastning: 50 kg

Fås i to størrelser:

60 x 40 cm (L/B)

70 x 50 cm (L/B)

Varenummer	Beskrivelse	Mål (L/B/H)
521200	Assistancebord, elektrisk højdejust.	60 x 40 x 80-120 cm
521201	Assistancebord, elektrisk højdejust.	70 x 50 x 80-120 cm

Assistancebord - hydraulisk højdejustering



Assistanceborde med hydraulisk højdejustering.

Udformet, så det kan køres helt ind til seng/leje og ind over patienten.

Arbejdsfladen er aftagelig og kan rotere 360°.

Højdejustering: 90–130 cm

Udstyret med 3 stk. Tente Levina Ø75 mm hjul, heraf 2 med bremse.

Maks. belastning: 50 kg

Fås i to størrelser:

65 x 45 cm (L/B)

75 x 55 cm (L/B)

Varenummer	Beskrivelse	Mål (L/B/H)
521202	Assistancebord, hydraulisk højdejust..	75 x 55 x 90-130 cm
521203	Assistancebord, hydraulisk højdejust.	65 x 45 x 90-130 cm