

MR udstyr

Røntgenudstyr



Skammel - MR - AT



AT 1 MRT

Højde: 20 cm
Bredde: 40 cm
Dybde: 35 cm

AT 2 MRT

Højde: 20 cm (første trin) / 38 cm (andet trin)
Bredde: 40 cm
Dybde: 66 cm

Skammel/Trin i to udgaver.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Anti-skrid på fødder/ben.

No-slip på trædefladerne.

Maks. belastning: 150 kg

Produkterne lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Kan også fås til stationer op til 7 Tesla.

Varenummer	Beskrivelse	Belastning
701614	MR Skammel AT 1 MRT, 1 trin	150 kg
701616	MR Skammel AT 2 MRT, 2 trin	150 kg

Røntgentrappestol - MR - DES 200



Særlig trappestol/højstol til røntgen-afføringsundersøgelse og diagnosticering af anorektal dysfunktion.

Da der ingen materialer er der blokerer røntgenstrålerne, sikres højpræcisionsbilleder af det berørte område.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.

Ryglæn med PUR-polstring. (oplys farve v/bestilling)

Oval spand og låg medfølger.

Trin kan nemt fjernes fra stolen uden værktøj.

Særlige skridsikre ben.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Total højde: 100,5 cm

Sædehøjde: 80 cm

Højde trin 1: 20 cm

Højde trin 2: 40 cm


Bredde: 45 cm

Dybde/længde: 121 cm


Vægt: 22 kg

Maks. belastning: 150 kg


Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.




graphite



blue




cobalt



laguna

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Belastning
701637	MR Røntgentrappestol DES200	Oplys v/bestilling	150 kg

Taburet - MR - DH 49 PA



Tekniske data:

Højde: 49,5 cm

Dybde: 42 cm

Sædehøjde: 48,5 cm

Vægt: 4,7 kg

Bredde: 42 cm

Brugervægt: 200 kg

Ergonomisk designet sæde med central hygiejne-åbning.

Anti-skrid på benene,

Inkl. sædepolstring i PUR som let kan tages af og på (oplys farve v/bestilling).

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.


Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Fås også til stationer op til 7 Tesla.

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Belastning
701463	MR taburet DH49PAMRT, m/PU-skumsæde	Oplys v/bestilling	200 kg

Taburet - m/hjul - MR - DH 49 DRL PA



Tekniske data:

Højde: 50 cm

Dybde: 52 cm

Sædehøjde: 48,5 cm

Sædedybde: 42 cm

Bredde: 52 cm

Vægt: 6 kg

Sædebredde: 42 cm

Brugervægt: 150 kg

Ergonomisk designet sæde med central hygiejne-åbning.

Med 4 stk. Ø75 mm låsbare hjul.

Inkl. sædepolstring i PUR som let kan tages af og på (oplys farve v/bestilling).

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Fås også til stationer op til 7 Tesla.

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Belastning
701464	MR taburet DH49DRLPAMRT m/PU-skumsæde og hjul	Oplys v/bestilling	150 kg

Affaldsstativ - MR

Affaldsstativ på Non-slip fødder med fodpedal - låg med lavt støjniveau og som holder på lugten, beskytter mod overfyldning (fås i 5 farver, oplys farve v/bestilling).

Stabil poseophængningsløsning, holder posen sikkert fast.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.


Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Kan også fås med hjul.

Vægt: 5 kg

Kan også fås til stationer op til 7 Tesla.



Varenummer	Beskrivelse	Farve	Mål (D/B/H)
701619	MR Affaldsstativ m/låg, poseholder, og fodpedal	Oplys v/bestilling	45,5 x 40 x 91,5 cm

Drop-/infusionsstativ - MR - IH

Drop-/infusionstativ i to udgaver.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.

4 stk. letkørende Ø75mm hjul, heraf 2 med bremse.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Total belastning for kryds/kroge: 4 kg

IH PH HV MRT

Højdejustérbar i 6 niveauer.

Inkl. pumpeholder

IH MRT

Fast højde



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Højde
701608	137467	MR Infusionsstativ IH PH HV MRT, højdejustérbar	153-190,5 cm
701609	137468	MR Infusionsstativ IH MRT	187,5 cm

Bordvogne - MR -KTW/HGW 100



Rustfri MR bordvogne.

Vognene er lette, mobile og kan hurtigt placeres hvor de skal bruges.

Der er god plads i de 4 gennemsigtige skuffer - som hver kan belastes med helt op til 8 kg - til f.eks. handsker, dragter og ansigtsmasker.

Plastictoppladen, giver samtidig mulighed for et godt arbejdsbord.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.

4 stk. letkørende Ø75 mm hjul, heraf 2 med bremse.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så de ikke ruster.

UV-resistente og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Højde: 85 / 122 / 123 cm

Bredde: 41 / 70 cm

Dybde: 38,5 / 41 cm

Højde, topplade: 85,5 / 86,5 cm

Skuffehøjde: 7,5 / 17,5 cm / 16,5 cm

Skuffebredde: 24,5 / 53 cm

Skuffedybde: 35,5 / 36 cm

Produktet lagerføres ikke - produceres kun ved ordreindgang.

Kan også fås til stationer op til 7 Tesla.

Varenummer	Beskrivelse	Mål (B/D/H)	Vægt
701622	MR Bordvogn KTW 100 MRT	41 x 38,5 x 85 cm	9,5 kg
701630	MR Bordvogn model KTW 100 HS MRT	41 x 38,5 x 122 cm	12 kg
701631	Bordvogn model HGW 100 MRT	41 x 70 x 123 cm	19 kg



Rustfri MR bordvogne med 3 aftagelige hylder og skubbehåndtag.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.

4 stk. letkørende Ø100 mm hjul, heraf 2 med bremse.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så de ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

MPC153:

Højde: 107,5 cm

Længde: 52 cm

Bredde: 46 cm

Afstand mellem hylder: 32,5 cm (Højde)

Brugbar hyldeplads: 41 x 33 cm (L/B)

MPC353:

Højde: 107,5 cm

Længde: 93 cm

Bredde: 53,5 cm

Afstand mellem hylder: 31,5 cm (Højde)

Brugbar hyldeplads: 86 x 50 cm (L/B)

Produkterne lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Kan også fås til stationer op til 7 Tesla.

Varenummer	Beskrivelse	Mål (L/B/H)	Vægt
701603	MR Bordvogn MPC153WS MRT, inkl. vaskebalje	52 x 46 x 107,5 cm	10,5 kg
701604	MR Bordvogn MPC153 MRT	52 x 46 x 107,5 cm	10 kg
701632	MR Bordvogn MPC353 MRT	93 x 53,5 x 107,5 cm	16 kg

Kørestol - MR - DR 100



Kørestol til MR afdelinger - velegnet til "selvkørende" brugere.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.

Har også skubbebøjle, således stolen kan skubbes af hjælpere.

Sæde og rygstøtte fremstillet i PUR - vælg farve v/bestilling.

"Swing-out" armlæn på hver side.

Inkl. "slide-out" fodstøtte.

24" punktérfrige skubbehjul - begge låsbare. Ø125 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 45 cm

Sædehøjde: 57 cm

Underbenslængde: 40 cm

Total højde: 107,5 cm


Total bredde: 72,5 cm

Total dybde: 80 cm


Vægt: 32 kg

Brugervægt: 150 kg


Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.




graphite



blue



cobalt



laguna

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Belastning
701633	MR Kørestol DR100 MRT	Oplys v/bestilling	150 kg



Kørestol til MR afdelinger - velegnet til "selvkørende" brugere.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 7 Tesla.

Iddel i alle MR miljøer og elektroniske sikkerhedsindgange (aktiverer ikke alarm).

Har også skubbebøjle, således stolen kan skubbes af hjælper.

Sæde og rygstøtte fremstillet i sort PUR.

Tøjbeskytter på hver side.

Armlæn med PUR-beskyttelse.

Inkl. "Drop-Out" fodstøtte.

24" punktérfrie skubbehjul - begge låsbare.
Ø125 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædebredde: 47,5 cm

Sædedybde: 44 cm

Sædehøjde: 52 cm

Underbenslængde: 46 cm

Total højde: 107,5 cm

Total bredde: 70,5 cm

Total dybde: 85,5 cm


Vægt: 27 kg

Brugervægt: 120 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Belastning
701636	MR Kørestol DR100K	Sort/Hvid	120 kg


Transportstol - MR - TC 450




graphite



blue



cobalt



laguna

Transportstol med skubbe- og sikkerhedsbøjle.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.

Sæde og rygstøtte fremstillet i PUR - vælg farve v/bestilling.

"Swing-out" armlæn med PUR på hver side.

Inkl. "slide-out" anti-tip fodstøtte.

4 stk. Ø100 mm hjul m/bremse.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 45 cm

Sædehøjde: 57 cm

Underbenslængde: 42 cm

Total højde: 112,5 cm

Total bredde: 55 cm

Total dybde: 65 cm

Vægt: 21 kg

Brugervægt: 150 kg


Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Fås også som "Pårørende stol" uden hjul.


Kan også fås til stationer op til 7 Tesla - kontakt os gerne for at høre mere

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Belastning
701602	MR Transportstol TC450MRT	Oplys v/bestilling	150 kg
701600	MR Pårørendestol	Oplys v/bestilling	150 kg


Transportstol - MR - TC 450 K




graphite



blue



cobalt



laguna

Transportstol med skubbe- og sikkerhedsbøjle.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 7 Tesla.

Ideel i alle MR miljøer og elektroniske sikkerhedsindgange (aktiverer ikke alarm).

Sæde og rygstøtte fremstillet i PUR - vælg farve v/bestilling.

"Swing-out" armlæn med PUR på hver side.

Inkl. "slide-out" anti-tip-fodstøtte.

4 stk. Ø100 mm hjul, heraf 2 m/bremse.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 45 cm

Sædehøjde: 56,5 cm

Underbenslængde: 49 cm

Total højde: 112 cm

Total bredde: 55 cm

Total dybde: 65 cm


Vægt: 22 kg

Brugervægt: 150 kg


Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Belastning
701638	MR Transportstol TC450K	Oplys v/bestilling	150 kg


Transportleje - MR - TL 600



saffron




cherry



sky



pine



charcoal

Transportleje med nedfældig sidebeskyttelse.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.

Komfortabel liggeflade med skumkerne.

Højdejustérbar hoved-/rygstøtte i 6 positioner.

4 stk. letkørende, ikke magnetiske, Ø100 mm hjul, alle med bremse.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Højde: 96 cm

Bredde: 76 cm

Længde: 201 cm

Vægt: 48 kg

Liggehøjde: 77 cm

Op til skulderbredde: 63 cm

Op til kropslængde: 190 cm

Brugervægt: 150 kg

Kan også fås til stationer op til 7 Tesla.

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Belastning
701606	MR Transportleje TL600MRT	Oplys v/bestilling	150 kg

Transportleje - MR - TL 500 S



Transportleje med nedfældig sidebeskyttelse.

Opfylder alle sikkerhedskrav for stationer op til 3 Tesla.

Komfortabel liggeflade af robust Textilene®. (oplys farve ved bestilling).

4 stk. letkørende, ikke magnetiske, Ø100 mm hjul, alle med bremse.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Højde: 94 cm

Bredde: 82 cm

Længde: 197 cm

Vægt: 28 kg

Liggehøjde: 76,5 cm

Op til skulderbredde: 59,5 cm

Op til kropslængde: 186 cm

Brugervægt: 150 kg

Kan også fås til stationer op til 7 Tesla.



Varenummer	Beskrivelse	Farve	Belastning
701605	MR Transportleje TL500SMRT	Oplys v/bestilling	150 kg

Kan du ikke finde det produkt du har brug for?

Vi har et stort udvalg af diverse MR-udstyr og kan lave produkterne næsten som I ønsker det, og har derfor mulighed for at hjælpe jer med lige den løsning I har brug for.

- kontakt os gerne for yderligere information.



TC 450 MRT



TC 450 K



DR 100 MRT



DR 100 K



DES 200



DH 49 PA MRT



DH 49 DLR PA MRT



AT 1 MRT



AT 2 MRT



MS 120 MRT



HGW 100 MRT



KTW 100 HS MRT



MPC 153 WS MRT



MPC 353 MRT



IH MRT



IH PH HV MRT



TL 500 S MRT



TL 600 MRT

Scan-Med a|s

Denmark

Scan-Med A/S • Dalgårdsvej 17 • 8220 Brabrand
Tlf. 86 10 61 66 • Fax. 86 16 93 55