

XXL hjælpemidler



RCN badebænk - DH 55 DS - XXL



Let og holdbar badebænk til større brugere, med anti-skrid på benene.

Plastsæde med drænhuller.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 50 cm

Sædebredde: 40 cm

Sædedybde: 40 cm

Brugervægt: 300 kg

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Sædehøjde
701451	32601	RCN badebænk DH 55 DS	300 kg	50 cm

RCN badebænk - DH 56 - XXL



Let og holdbar badebænk til større brugere, med anti-skrid på benene.

Plastsæde med drænhuller og hygiejneudkæring.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 51 cm


Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 44,5 cm

Brugervægt: 300 kg

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Sædehøjde
701457	34564	RCN badebænk DH 56	300 kg	51 cm

RCN bade-/toiletstol - XXL - SCC 250 XLDS



Multifunktions bade-/toiletstol med fladt toiletsæde af plastic og rygstøtte af Textilene® (oplys farve ved bestilling).

Fladt plasticsæde med toiletåbning (26x21 cm).

4 stk. Ø 100 mm rustfri hjul - alle med bremse.

Inkl. toiletspand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Kan køre over toilet.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 48 cm

Sædebredde: 54 cm

Sædedybde: 47 cm

Frihøjde under sæde: 40 cm

Total højde: 98,5 cm

Total bredde: 66 cm

Total dybde: 59 cm


Vægt: 16 kg

Brugervægt: 200 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Farve
701423	45814	RCN bade-/toiletstol SCC 250 XLDS	200 kg	Oplys v/bestilling

RCN bade-/toiletsol - XXL - SCC 250 OS DS ASAOS PR



Multifunktions bade-/toiletstol med svingbart armlæn (højre side / venstre side kan laves på ordre).

Fladt plasticsæde med toiletåbning (26x21 cm) og aftageligt blødt PUR-ryglæn, som letter rengøring og adgang (Oplys farve v/bestilling).

4 stk. Ø 100 mm rustfri hjul - alle med bremse.

Inkl. toiletspand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Kan køre over toilet.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 48 cm
Sædebredde: 56 eller 60 cm
Sædedybde: 54 cm
Frihøjde under sæde: 40cm
Total højde: 99,5 cm
Total bredde: 68-72 cm
Total dybde: 59 cm
Vægt: 19 kg

Brugervægt: 250 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Farve
701424	45815	RCN bade-toiletstol SCC 250 OS DSASAOSPR, XXL - sædebredde 56 cm	250 kg	Oplys v/bestilling
701425	115943	RCN bade-toiletstol SCC 250 OS DSASAOSPR, XXL - sædebrede 60 cm	250 kg	Oplys v/bestilling

RCN bade-/toiletstol - XXL - SCC 250 OS PPG STE



Multifunktions bade-/toiletstol med svingbart armlæn (højre side/venstre side kan laves på ordre) og "slide-out" fodstøtter. (med 4 stk. Ø 75 mm rustfrie hjul).

Blødt PUR-sæde med hygiejneåbning (26x21 cm) og aftageligt blødt PUR-ryglæn, som letter rengøring og adgang (Fås kun i blå).

Sædelåg (PPE) kan tilkøbes - oplys herom v/bestilling.

4 stk. Ø 100 mm rustfri hjul - alle med bremse.

Inkl. toiletpand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Kan køre over toilet.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 56,5 cm

Sædebredde: 56 eller 60 cm

Sædedybde: 54 cm

Frihøjde under sæde: 46,5 cm

Underbenslængde: 40 cm

Total højde: 105 cm

Total bredde: 68 eller 72 cm

Total dybde: 67 cm

Vægt: 31 kg

Brugervægt: 250 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Sædebredde
701426	45817	RCN bade-toiletstol SCC 250 OS PPG STE, XXL	250 kg	56 cm
701427	115941	RCN bade-toiletstol SCC 250 OS PPG STE, XXL	250 kg	60 cm
701415		Sædelåg til hygiejneåbning (PPE)		

RCN bade-/toiletstol - XXL - DR 250 OS PPG



XXL Multifunktions bade-/toiletstol med svingbare armlæn og "slide-out" fodstøtter. (med 4 stk. Ø75 mm rustfrie hjul).

Blødt PUR-sæde med hygiejneåbning (26x21 cm) og aftageligt blødt PUR-ryglæn, som letter rengøring og adgang.

Sædelåg (PPE) kan tilkøbes - oplys herom v/bestilling.

2 stk. 24" punktérfrige drivbaghjul med bremse på hvert hjul.

2 stk. Ø 100 mm rustfri forhjul.

Inkl. toiletspand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 54 cm

Sædebredde: 56 eller 60 cm

Sædedybde: 45 cm

Underbenslængde: 37,5 cm

Total højde: 101 cm

Total bredde: 84 eller 88 cm

Total dybde: 79 cm

Vægt: 39 kg

Brugervægt: 200 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
701402	133201	RCN bade-/toiletstol, XXL - 56 cm sædebredde	Blå
701404	133204	RCN bade-/toiletstol, XXL - 60 cm sædebredde	Blå
701415		Sædelåg til hygiejneåbning (PPE)	Blå

RCN bade-/toiletstol - XXXL - SCC 250 DSP



XXXL Multifunktions bade-/toiletstol med forstærkede svingbare armlæn og 2 x "slide-out" fodstøtter. (med 4 stk. Ø75 mm rustfrie hjul).

Fladt plasticsæde med hygiejneåbning (26x21 cm) og 2 x aftagelige bløde PUR-ryglæn, som letter rengøring og adgang. (Oplys farve v/bestilling).

6 stk. Ø 100 mm rustfri hjul, heraf 4 med bremse.

Inkl. toiletspand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 55 cm

Sædebredde: 80 cm

Sædedybde: 54 cm

Underbenslængde: 38,5 cm

Total højde: 106 cm

Total bredde: 92 cm

Total dybde: 73,5 cm


Vægt: 46 kg

Brugervægt: 400 kg


Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
701430	133205	RCN bade-/toiletstol XXXL	Oplys v/bestilling

Træstol/spisebordsstol - XXL




saffron




cherry



sky



pine



charcoal

Træstol med armlæn produceret i solidt bøgetræ.

Sæde og ryg er dækket af en høj kvalitetspolstring som tåler de fleste desinfektionsmidler, samt urin og blod.

Kan med fordel bruges som spisebordsstol, hvilestol og lign.

Tekniske data:

Sædehøjde: 51 cm
Sædebredde: 62 cm
Sædedybde: 55 cm
Total højde: 94 cm
Total bredde: 80 cm
Total dybde: 65 cm
Egenvægt: 19 kg

Maks. belastning: 300 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.
701500	Træstol m/armlæn og blødt sæde - XXL	131083