

Badebænke og toiletstole



RCN badebænk - DH49



Let og holdbar badebænk med anti-skrid på benene.

Ergonomisk designet sæde med central hygiejneåbning.

Kan også fås med stabile arm- og ryglæn.

Fås også med højdeindstilling - kan indstilles i 7 forskellige højder, med 25 mm mellemrum.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.


UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædebredde: 42 cm

Sædedybde: 42 cm

Sædepolstring kan tilkøbes - oplys farve ved bestilling.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Sædehøjde
701460	40412	RCN badebænk DH 49	200 kg	47 cm
701465	133313	RCN badebænk DH 49 HV	150 kg	40-55 cm
701458	133288	RCN badebænk DH 49 A med armlæn	150 kg	47 cm
701459	133289	RCN badebænk DH 49 A RL med armlæn og rygstøtte	150 kg	47 cm
701461		Sædepolstring - oplys farve ved bestilling		

RCN badebænk - DH 55 DS - XXL

Let og holdbar badebænk til større brugere, med anti-skrid på benene.

Plastsæde med drænhuller.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 50 cm

Sædebredde: 40 cm

Sædedybde: 40 cm

Brugervægt: 300 kg



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Sædehøjde
701451	32601	RCN badebænk DH 55 DS	300 kg	50 cm

RCN badebænk - DH 56 - XXL

Let og holdbar badebænk til større brugere, med anti-skrid på benene.

Plastsæde med drænhuller og hygiejneudkæring.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 51 cm

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 44,5 cm

Brugervægt: 300 kg



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Sædehøjde
701457	34564	RCN badebænk DH 56	300 kg	51 cm

RCN badebænk - DH 80 PP PPE



Let og holdbar badebænk med armlæn, og med anti-skrud på benene.

PUR-sæde med toilet- og hygiejneåbning, inkl. låg - fås i flere farver, oplys farve ved bestilling.


Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 53 cm
Sædebredde: 44 cm
Sædedybde: 52 cm
Brugervægt: 150 kg

Total højde: 68,5 cm
Total bredde: 54 cm
Total dybde: 52 cm
Frihøjde under sæde: 43 cm
Vægt: 8,3 kg



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Sædehøjde
701456	34565	RCN badebænk DH 80 PP PPE	150 kg	53 cm

RCN bade-/toiletstol - DH 80



Let og holdbar bade-/toiletstol med armlæn, ergonomisk designet toiletsæde som kan løftes op og som kan fjernes, og med anti-skrud på benene.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 51 cm
Sædebredde: 44 cm
Sædedybde: 51 cm
Frihøjde under sæde: 43 cm
Total højde: 68,5 cm
Total bredde: 54 cm
Total dybde: 51 cm
Vægt: 7,1 kg
Brugervægt: 150 kg

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Sædehøjde
701462	133312	RCN bade-/toiletstol DH 80	150 kg	51 cm

RCN badebænk/Toiletforhøjer - DT 100 HM SP



Let og holdbar Alt-i-én løsning - Toiletforhøjer, stå-op-støtte, badebænk og toiletstol i ét!

Med armlæn og ergonomisk designet toiletsæde som kan løftes op og som kan fjernes.

Inkl. toiletspand (med låg) og splash guard.

Sædepude med skumkerne som fås i flere farver - oplys farve ved bestilling.

Anti-skrid på benene.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Kan indstilles i 7 forskellige højder, med 2,5 cm intervaller.

Tekniske data:

Højdeindstilling, armlæn: 67,5-82,5 cm

Højdeindstilling, sæde: 50-65 cm

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 50 cm


Total bredde: 54,5 cm

Total dybde: 51 cm

Frihøjde under sæde: 42-57 cm

Vægt: 8,8 kg


Brugervægt: 150 kg



saffron




cherry



sky



pine



charcoal

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Sædehøjde
701454	32285	RCN Alt-i-én - DT 100 HM SP	150 kg	50-65 cm

Otter bruse-/badestol



“Otter” badestol giver støtte og sikkerhed for børn under badning.

Den har et vinkeljusterbart sæde og ryglæn, således den kan imødekomme den enkeltes placeringsbehov.

Benene er justerbare og skridsikre.

Stolen har højde- og breddejusterbare side-støtter, der kan bruges til positionering af oved eller krop, samt benstropper.

Stoffet er i polyester og kan tages af, og maskinvaskes ved 60 grader.

Ryglæn kan justeres 0-90 grader (4 positioner).

Fås i 3 str.: small, medium, large;

Sædebredde: 41 cm

Sædehøjde: 14-26 cm

Sædedybde: 30 cm (S), 35 cm (M), 40 cm (L)

Ryglæns længde: 40 cm (S), 56 cm (M), 75 cm (L)

Kan sammenfoldes for lettere transport og opbevaring.

Mål sammenfoldet:

Small: 90 x 42,5 x 15 cm (L/B/H)

Medium: 105 x 42,5 x 15 cm (L/B/H)

Large: 122 x 42,5 x 15 cm (L/B/H)

Varenummer	Beskrivelse	Brugerhøjde	HMI-nr.
70555100100	Otter bruse-/badestol - Small	op til 90 cm (brugerhøjde)	119115
70555100200	Otter bruse-/badestol - Medium	80-130 cm (brugerhøjde)	119116
70555100300	Otter bruse-/badestol - Large	110-170 cm (brugerhøjde)	119117

Otter badestativer



Badestativer kan tilkøbes til "Otter".

Badestativ, højdeindstilleligt:

Med en letvægts-, og easy-care plastikramme og skridsikre ben, giver dette badestativ højde til badestolen for at reducere plejepersonens belastning, mens han/hun bader barnet.

"Quick-release" låse gør, at badestolen let kan monteres på eller fjernes fra rammen.

Bredde: 42 cm
Længde: 78-99 cm
Højde: 14-27 cm

Badestativ på hjul:

Med en letvægts-, og easy-care plastikramme giver dette badestativ højde til badestolen for at reducere plejepersonens belastning, mens han/hun bader barnet.

De fire hjul gør, at barnet let og hurtigt kan køres til-/fra badeområdet.

Bremse på alle fire hjul.

Bredde: 68 cm
Længde: 90 cm
Højde: 51 cm

Varenummer	Beskrivelse	Højde	Belastning
70555200100	Badestativ, højdeindstilleligt	14-27 cm	85 kg
70555200200	Badestativ på hjul	51 cm	85 kg

RCN badebænk - DWH 86, til hjørner



Let og holdbar hjørnestol/-badebænk til brusekabinen, sæde med hygiejneåbning.

Badebænken er trebenet, og er ideel til brug i 90 graders hjørne, den er let at komme til og der er god benplads.

Den kræver ingen installation og intet tilbehør.

Støttehåndtag i siderne.

Sugekopper på de forreste ben, hjælper den til at stå bedre fast.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 51 eller 62 cm

Sædebredde: 43,5 cm

Sædedybde: 34,5 cm

Total højde: 61,5 eller 74,5 cm

Total bredde: 57 cm

Total dybde: 48 cm

Brugervægt: 120 kg

Vægt: 6,7 kg

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning	Sædehøjde
701452	32284	RCN badebænk t/hjørne DWH 86 - 51 cm	120 kg	51 cm
701453	115763	RCN badebænk t/hjørne DWH 86 - 62 cm	120 kg	62 cm