


Bade-/toiletstole



Comfort E - bade-/toiletstol



Ideel til pleje af borgere med minimal overkropsstyrke eller som er hyperaktive.

Elektrisk kipfunktion sikrer jævne bevægelser for sikker tiltning og hjælper med til, at undgå pludselige frygtreaktioner.

Tiltbar fra -5 gr. til +40 gr.

Blødt aftageligt PUR-sæde med lukket hygiejneåbning og aftageligt blødt PUR-ryglæn, som letter rengøring og adgang. (Sædelåg medfølger ikke).

Opklappelige armlæn polstret med PUR. Justérbar hovedstøtte.

Individuelt justérbare og sammenfoldelige fodstøtter.

4 stk. Ø100 mm rustfrie dobbelthjul - alle med bremse.

Inkl. toiletspand m/låg.

Anti-tip ramme med optimalt tiltpunkt, produceret i pulverlakeret høj kvalitets rustfrit stål.

Tekniske data:

Sædehøjde: 55 cm

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 47 cm

Bredde mellem armlæn: 52,5 cm

Underbenslængde: 38-49 cm

Total højde: 138 cm

Total bredde: 65,5 cm

Total dybde: 105 cm

Vægt: 38 kg

Brugervægt: 150 kg

Produktet lagerføres ikke - produceres kun ved ordreindgang.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Belastning
701409	115899	RCN bade-/toiletstol Comfort E	150 kg
701413		Sædelåg til toiletsæde (PSE)	

RCN bade-/toiletstol - DR 100 PPG



Multifunktions rustfri bade-/toiletstol med store drivbaghjul, svingbare armlæn og "slide-out" fodstøtter - fodstøtten skubbes ind under stolen, når den ikke er i brug.

Blødt PUR-sæde med hygiejneåbning og aftageligt blødt PUR-ryglæn, som letter rengøring og adgang. (Oplys farve v/bestilling).

Sædelåg (PPE) kan tilkøbes - oplys herom v/bestilling.

2 stk. 24" punktér frie drivbaghjul - med bremse på hvert hjul.
2 stk. Ø125 mm rustfri forhjul.

Kan køre over toilet.


Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 56,5 cm
Sædebredde: 44 cm
Sædedybde: 45 cm
Frihøjde under sæde: 46 cm
Underbenslængde: 40 cm
Total højde: 100,5 cm
Total bredde: 72,5 cm
Total dybde: 80 cm
Vægt: 26 kg
Brugervægt: 150 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
701408	32288	RCN bade-/toiletsol DR 100 PPG	Oplys v/bestilling
701415		Sædelåg til hygiejneåbning (PPE)	Oplys v/bestilling

RCN bade-/toiletstol - SCC 250 PPG SB 2ASA



Multifunktions bade-/toiletstol med sikkerhedsbøjle, svingbare armlæn og "slide-out" fodstøtter med anti-tip funktion.

Blødt PUR-sæde med hygiejneåbning og aftageligt blødt PUR-ryglæn, som letter rengøring og adgang. (Oplys farve v/bestilling).

Sædelåg (PPE) kan tilkøbes - oplys herom v/bestilling.

4 stk. Ø75 mm rustfri hjul - alle med bremse.

Inkl. toiletspand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Kan køre over toilet.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 55,5 cm

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 45 cm

Frihøjde under sæde: 45,5 cm

Underbenslængde: 43,5 cm

Total højde: 105 cm


Total bredde: 55,5 cm

Total dybde: 59 cm

Vægt: 20 kg

Brugervægt: 150 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
701400	27303	RCN bade-/toiletstol SCC 250 PPG SB 2ASA	Oplys v/bestilling
701415		Sædelåg til hygiejneåbning (PPE)	Oplys v/bestilling

RCN bade-/toiletstol - SCC 250 PP



Multifunktions bade-/toiletstol med blødt PUR sæde med hygiejneudskæring og rygstøtte af Textilene®. (Oplys farve v/bestilling).

Sædelåg (PPE) kan tilkøbes - oplys herom v/bestilling.

4 stk. Ø75 mm rustfri hjul - alle med bremse.

Inkl. toiletspand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Kan køre over toilet.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruster.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 52,5 cm

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 46 cm

Frihøjde under sæde: 42,5 cm

Total højde: 101 cm


Total bredde: 55,5 cm

Total dybde: 60,5 cm

Vægt: 11 kg

Brugervægt: 150 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
701401		RCN bade-/toiletstol SCC 250 PP	Oplys v/bestilling
701415		Sædelåg til hygiejneåbning (PPE)	Oplys v/bestilling

RCN bade-/toiletstol - SCC 250



Multifunktions bade-/toiletstol med ergonomisk designet toiletsæde og rygstøtte af Textilene®. (Oplys farve v/bestilling).

Sædet kan løftes op og fjernes.

4 stk. Ø 75 mm rustfri hjul - alle med bremse.

Inkl. toiletspand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Kan køre over toilet.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 50 cm

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 46 cm

Frihøjde under sæde: 42 cm

Total højde: 99,5 cm

Total bredde: 55,5 cm

Total dybde: 60 cm

Vægt: 9,7 kg

Brugervægt: 150 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
701403	34584	RCN bade-/toiletstol SCC 250	Oplys v/bestilling

RCN bade-/toiletstol - SCC 250 KB



Sammenklappelig bade-/toiletstol med rygstøtte af Textilene®. (Oplys farve v/bestilling).

Med armlæn og ergonomisk designet toiletsæde, som kan løftes op og som kan fjernes.

4 stk. Ø 75 mm rustfri hjul - alle med bremse.

Inkl. toiletspand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Kan køre over toilet.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruster.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 51,5 cm

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 49 cm

Frihøjde under sæde: 43,5 cm

Vægt: 9 kg

Brugervægt: 150 kg

Total højde (udslået): 97 cm

Total bredde (udslået): 55,5 cm

Total dybde (udslået): 54,5 cm

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
701405	34583	RCN bade-/toiletstol SCC 250 KB	Oplys v/bestilling

RCN bade-/toiletstol - XXL - DR250OSPPG



XXL Multifunktions bade-/toiletstol med svingbare armlæn og "slide-out" fodstøtter (med 4 stk. Ø75 mm rustfrie hjul).

Blødt PUR-sæde med hygiejneåbning (26x21 cm) og aftageligt blødt PUR-ryglæn, som letter rengøring og adgang.

Sædelåg (PPE) kan tilkøbes - oplys herom v/bestilling.

2 stk. 24" punktérfrige drivbaghjul med bremse på hvert hjul.

2 stk. Ø 100 mm rustfri forhjul.

Inkl. toiletspand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruste.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 54 cm

Sædebredde: 56 eller 60 cm

Sædedybde: 45 cm

Underbenslængde: 37,5 cm

Total højde: 101 cm

Total bredde: 84 eller 88 cm

Total dybde: 79 cm

Vægt: 39 kg

Brugervægt: 200 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
701402	133201	RCN bade-/toiletstol, XXL - 56 cm sædebredde	Blå
701404	133204	RCN bade-/toiletstol, XXL - 60 cm sædebredde	Blå
701415		Sædelåg til hygiejneåbning (PPE)	Blå

RCN bade-/toiletstol - XXXL - SCC250 DSP



XXXL Multifunktions bade-/toiletstol med forstærkede svingbare armlæn og 2 x "slide-out" fodstøtter. (med 4 stk. Ø75 mm rustfrie hjul).

Fladt plasticsæde med hygiejneåbning (26x21 cm) og 2 x aftagelige bløde PUR-ryglæn, som letter rengøring og adgang. (Oplys farve v/bestilling).

6 stk. Ø 100 mm rustfri hjul, heraf 4 med bremse.

Inkl. toiletspand m/låg (låget kan opbevares på ryglænet).

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædehøjde: 55 cm

Sædebredde: 80 cm

Sædedybde: 54 cm

Underbenslængde: 38,5 cm

Total højde: 106 cm


Total bredde: 92 cm

Total dybde: 73,5 cm

Vægt: 46 kg


Brugervægt: 400 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
701430	133205	RCN bade-/toiletstol XXXL	Oplys v/bestilling

RCN bade-/kørestol - DR 100 Mini S



Børnekørestol/badestol velegnet til "selvkørende" børn.

Egner sig perfekt til bad, pool eller f.eks. hydroterapi.

God stabilitet, selv på våde flade, og med en rustfri garanti, er dette et optimalt hjælpemiddel til børn og unge, som ønsker at kunne bevæge sig frit omkring.

Plasticsæde med drænhuller.

Rygstøtte fremstillet i Textilene® stof. (Oplys farve v/bestilling).

Aftagelige armlæn.

Inkl. "slide-out" fodstøtte.
22" punktérfrie skubbehjul - begge låsbare.
Ø100 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruster.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.


Tekniske data:

Sædebredde: 36 cm
Sædedybde: 38 cm
Sædehøjde: 46,5 cm
Underbenslængde: 29 cm
Total højde: 76 cm
Total bredde: 64 cm
Total dybde: 78 cm
Vægt: 18 kg
Brugervægt: 120 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
630004	117474	RCN børne bade-/kørestol DR100 Mini S	Oplys v/bestilling

RCN Børnekørestol - DR 400 Mini



saffron



cherry



sky



pine



charcoal

Børnekørestol velegnet til "selvkørende" børn.

Sæde- og rygpude med skumkerne og vandafvisende betræk (oplys farve v/bestilling).

Armlæn polstret med PUR-skum (oplys farve v/bestilling).



graphite blue cobalt

Inkl. "Drop-out" fodstøtte.

Tøjbeskytter på begge sider.

Skubbebøjle.

22" punktérfrige skubbehjul - begge låsbare. Ø100 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruster.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Tekniske data:

Sædebredde: 36 cm

Sædedybde: 40 cm

Sædehøjde: 48 cm

Underbenslængde: 34 cm

Total højde: 101 cm

Total bredde: 63,5 cm

Total dybde: 74 cm

Vægt: 23 kg


Brugervægt: 120 kg

Sikkerhedsbøjle (SB) og benstøtte (BSM) kan tilkøbes - oplyses v/bestilling.

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
630003	117475	RCN børnekørestol DR 400 Mini	Oplys v/bestilling

RCN bade-/kørestol - DR 100 PUG (Pool)



Kørestol/badestol velegnet til "selvkørende".

Har også skubbebøjle, således stolen kan skubbes af hjælper.

Egner sig perfekt til bad, pool eller f.eks. hydroterapi.

God stabilitet, selv på våde flader, og med en rustfri garanti, er dette et optimalt hjælpemiddel til alle, som ønsker at kunne bevæge sig frit omkring.

Sæde og rygstøtte fremstillet i PUR - oplys farve v/bestilling.

"Swing-out" armlæn på hver side.

Inkl. "slide-out" fodstøtte.

24" punktérfrie skubbehjul - begge låsbare. Ø125 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruster.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Drænhuller i stellet.

Tekniske data:

Sædebredde: 44 cm

Sædedybde: 45 cm

Sædehøjde: 56,5 cm

Underbenslængde: 40 cm

Total højde: 100,5 cm

Total bredde: 72,5 cm

Total dybde: 80 cm

Vægt: 26 kg

Brugervægt: 150 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
630009	88124	RCN kørestol DR100 PUG Pool	Oplys v/bestilling

RCN bade-/kørestol - SR 100 (Saltvand)



Kørestol/badestol velegnet til "selvkørende".

Har også skubbebøjle, således stolen kan skubbes af hjælper.

Med drænhuller i stellet egner den sig perfekt til bad, pool eller f.eks. hydroterapi.

Kan anvendes i saltvand.

God stabilitet, selv på våde flader, og med en rustfri garanti, er dette et optimalt hjælpemiddel til alle, som ønsker at kunne bevæge sig frit omkring.

Sæde og rygstøtte fremstillet i sort PUR.

Tøjbeskytter på hver side.

Armlæn med PUR-beskyttelse.

Inkl. "Drop-out" fodstøtte.

24" punktérfrie skubbehjul - begge låsbare. Ø125 mm forhjul.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke ruster.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.


Tekniske data:

Sædebredde: 47,5 cm
Sædedybde: 44 cm
Sædehøjde: 52 cm
Underbenslængde: 46 cm
Total højde: 107,5 cm
Total bredde: 70,5 cm
Total dybde: 85,5 cm
Vægt: 27 kg
Brugervægt: 120 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
630010	39949	RCN kørestol SR100	Sort/Hvid

Strandkørestol



En kørestolsinspireret strandstol med 4 store ballondæk, som kan køre hvor underlaget er ujævnt eller blødt, og som giver helt nye muligheder for fritidsbeskæftigelse til gangbesværede personer.

De åndbare sæde- og rygpuder gør det muligt for brugeren at opholde sig længe i strandstolen, også på varme og solrige dage. (Oplys farve v/bestilling).

Tåler saltvand.

Fremstillet i slagfast hvidt møbelplast, så den ikke rustner.

UV-resistent og kan let rengøres med de fleste desinfektionsmidler.

Kan skilles ad i tre dele, uden brug af værktøj.

Stolen har svingbare armlæn, håndbremse, sikkerhedsbøjle og er inkl. opbevarings-/fragttaske.

Tekniske data:

Højde: 85 cm
Længde: 74 cm
Bredde: 55 cm
Total bredde: 104 cm
Total længde: 110 cm
Total højde: 111 cm
Sædehøjde: 63 cm
Vægt: 35 kg
Brugervægt: 150 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Leveres delvist samlet.

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
630300	32286	RCN Strandkørestol SM 700 FBS SBS	Oplys v/bestilling
630306		Paraply/Parasol til RCN strandkørestol	

Kan du ikke finde den stol du har brug for?

Vi har et stort udvalg af diverse bade-/toiletstole, og har derfor mulighed for at hjælpe jer med lige den løsning I har brug for.

- kontakt os gerne for yderligere information.



Scan-Med a|s

Denmark

Scan-Med A/S • Dalgårdsvej 17 • 8220 Brabrand
Tlf. 86 10 61 66 • Fax. 86 16 93 55