

# Hvilestole/lænestole

- og andre stole



# Rumba - hvilestol/behandlerstol



Stolen er udviklet som et alternativ til sengen, på baggrund af et samarbejde med Kolding sygehus, og giver optimale betingelser for hurtig mobilisering af ambulante og dagkirurgiske patienter og forbedrer sundhedspersonalets arbejdsmiljø.

Patienter får god komfort og øget selvhjulpethed, samtidig med at personalet får bedre arbejdsmiljø og hospitalets drift forbedres.

Patienten kan selv ændre stolens indstillinger via en fjernbetjening og behøver derfor ikke at få hjælp fra sundhedspersonalet for at ændre siddestilling.

Personalets arbejdsmiljø højnes, da stolens højde kan indstilles elektrisk og personalet derved både kan arbejde siddende eller stående uden at gå på kompromis med deres arbejdsstilling.

Stolens udseende skaber et mere hjemligt miljø, der støtter den op-ad-gående-patient og fungerer derfor som et medvirkende aspekt til at få patienten hurtigere udskrevet.

Udstigningshjælp assisterer patienten i at rejse og sætte sig på en skånsom måde, uden at skulle tilkalde personalet.

Stolen giver patienten optimal komfort henover mange timer, da siddeenheten er opbygget med samme siddestillingsteknologi som ved el-kørestole, hvor brugeren sidder komfortabelt hele dagen.

Stolen kan nemt flyttes rundt på afdelingen uden at skulle tilkalde en portør, da den har 100 mm letkørlige hjul og er nem at håndtere.

Centralbremse på baghjulene og klikbremse på forhjulene sikrer en stabil stol, når man rejser sig op og sætter sig ned.

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.	Farve
5387211	VELA Rumba Behandlingsstol	127728	Oplys v/bestilling

# Rumba - hvilestol/behandlerstol

Er designet så den lever op til de hygiejne- og desinficeringskrav, der er i sundhedssektoren.

For optimal hygiejne er alle stolens overflader – også træoverflader – rengøringsvenlige og lette at aftørre/desinficere.

Antallet af syninger er minimeret og der er kantbånd på eventuelle overgange mellem polstrede og hårde overflader samt ved armlæen og ryglæn. Dette for at der ikke kommer snavs i samlinger og rengøring lettes.

Alle dele på stolene tåler desinfektion med f.eks. alkohol eller klor ved de anbefalede koncentrationer og blandingsforhold.



## Tekniske data:

	Rumba Behandlingsstol
CE-mærket iht.	MDD 93/42/EEC
EMC-test	IEC 60601-1-2
Elektrisk input	100-240V~50/60Hz 2.5-1.2A
Duty cycle	10% maks. 2 min./18 min.
Batteri	Li-ion, 25,2V / 1,8 Ah
Opladningstid (fuldt opladet)	8 timer
Anvendelsetid, batteri* * baseret på brugsmønster i sundhedssektoren	En dags brug*
Lader	Integreret i stol via ledning
Siddehøjde	47-85 cm
Ryglænsindstilling	53 ° bagud
Fodstøtte	40° vinkling
Trendelenburgfunktion	Ja
Udstigningshjælp	Ja
Sæde	52 x 51 cm (B/D)
Ryglæn	45 x 51 cm (B/H)
Nakkestøtte	55 x 35 cm
Nakkestøtte, højdeindstilling	0-14 cm
Armlæns pude	13 x 63 cm
Armlæns højde og -funktion	Fra 3 cm under sædeniveau til 27 cm over sædeniveau
Brugervægt	140 kg
Vægt	91 kg

# Neonatal-/“pædiatristol” - hvilestol



Hvilestol der giver forældre de bedste forudsætninger for at sidde i længere tid med barnet og samtidig hjælper med til, at forbedre sundhedspersonalets arbejdsmiljø.

Giver optimale muligheder for nærhed mellem barnet, der har behov for pleje og behandling, og forældrene, som skal støtte deres barn i sygdomsforløbet.

Stolens mange indstillingsmuligheder gør, at forælderen kan ændre siddestilling efter behov, og derved finde en bekvem siddestilling - også over længere tid.

Ryglæn og fodskammel kan indstilles, imens man sidder i stolen, hvilket giver forældrene mulighed for at ændre siddestilling med barnet, eller at ligge ned/hvile i stolen, imens barnet ligger i sengen.

Personalet kan arbejde stående i en god arbejdsstilling, da stolen kan hæves til den ønskede stilling via den elektriske højdeindstilling. Dette gør det også muligt for forældre at sidde/hvile i den rette højde ift. at kunne nå barnet i kuvøsen.

Elektrisk udstigningshjælp giver forældrene mulighed for selv at sætte sig og komme op fra stolen med barnet i armene, uden at skulle tilkalde personale eller at lægge barnet fra sig.

Optimal støtte ved amning, da armlænene nemt kan nedfældes eller indstilles i den rette højde. Stolen er mobil med hjul, så den kan flyttes rundt efter behov.

Centralbremsen er placeret ved baghjulene, og sikrer en stabil stol når man skal rejse sig og sætte sig ned.

Stolen er udviklet sammen med personale og patienter bl.a på baggrund af RCT-studier på Neonatalafdelingerne H6 på OUH og P3 på Kolding Sygehus.

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.	Farve
5387212	VELA Neonatal-/pædiatristol	130993	Oplys v/bestilling

# Neonatal-/”pædiatristol” - hvilestol

Er designet så den lever op til de hygiejne- og desinficeringskrav, der er i sundhedssektoren.

For optimal hygiejne er alle stolens overflader – også træoverflader – rengøringsvenlige og lette at aftørre/desinficere.

Antallet af syninger er minimeret og der er kantbånd på eventuelle overgange mellem polstrede og hårde overflader samt ved armlæen og ryglæn. Dette for at der ikke kommer snavs i samlinger og rengøring lettes.

Alle dele på stolene tåler desinfektion med f.eks. alkohol eller klor ved de anbefalede koncentrationer og blandingsforhold.



## Tekniske data:

	Neonatal-/pædiatristol
CE-mærket iht.	MDD 93/42/EEC
EMC-test	IEC 60601-1-2
Elektrisk input	100-240V~50/60Hz 2.5-1.2A
Duty cycle	10% maks. 2 min./18 min.
Batteri	Funktion kan tilkøbes
Siddehøjde	47-85 cm
Ryglænsindstilling	53 ° bagud
Fodstøtte	40° vinkling
Trendelenburgfunktion	Nej
Udstigningshjælp	Ja
Sæde	52 x 51 cm (B/D)
Ryglæn	45 x 51 cm (B/H)
Nakkestøtte	55 x 35 cm
Nakkestøtte, højdeindstilling	0-14 cm
Armlæns pude	13 x 63 cm
Armlæns højde og -funktion	Fra 3 cm under sædeniveau til 27 cm over sædeniveau
Brugervægt	140 kg
Vægt	91 kg

# Carryline - transport-/ og hvilestol



Speciel version til udendørs brug med udendørs hjul og hoftebælte.

Grundlaget er en robust stålramme, der garanterer en lang levetid for hver enkelt stol.

300 mm store forhjul i massiv gummi og 125 mm drejelige hjul bagtil, overvinder let dørkarme, brosten og andre små forhindringer.

Fås også med centralbremse.


Separat manuel justering af benpuden er mulig.

Ryglænen med anatomisk form og masser af lateral support, samt skubbehåndtag.

Komfortabel indstigningshøjde på 49 cm og synkront justérbar liggeflade.

For at give brugeren en god følelse er stolen udstyret med hoftebælte for sikker transport.

Armlænene kan svinges helt tilbage og dermed give fri adgang.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Farve
534870205	135669	Carryline "Outdoor"	Oplys v/bestilling

# Carryline - transport- / og hvilestol

## Mål:

Total bredde: 70 cm

Sædebredde: 49 cm

Total dybde: 93-103 cm

Sædedybde: 50 cm

Sædehøjde: 49 cm

Total højde: 132 cm

Overfladeareal i liggende position: 180 x 40 cm

Egenvægt: 50-67 kg

Maks. brugervægt: 200 kg

Produktet lagerføres ikke - produceres kun ved ordreindgang.

Fås i flere farver og 2 kvaliteter, "Compact" og "Premium" - kontakt os gerne for yderligere information.



SITTING POSITION



RELAX-POSITION / ZERO-GRAVITY



RECLINED POSITION

## compact.



## premium.



# Recrea - lænestol/hvilestol/ammestol



GREINER's Recrea lænestol/hvilestol/ammestol giver yderst behagelig komfort.

Når stolen vippes tilbage, vil brugeren føle sig afskærmet fra andre, og med Greiners egen vandbaserede og allergivenlige viskoelastiske skum i sidde-/liggefladen - som hurtigt tilpasser sig brugerens kropform - skabes en behagelig siddende eller liggende stilling.

Benstøtten kan køres op i horisontal stilling, og dermed understøtte følelsen af, at være i et skærmet rum, hvorfor stolen er ideel til personer der f.eks. har brug for ro - kan også med fordel bruges som amместol.

Fordele ved Recrea lænestol/hvilestol:

- Maksimal komfort takket være en ekstra behagelig polstring og ergonomisk siddestøtte
- Trinløs justérbar øverste del fra siddeposition til liggende position
- Benstøtten kan svinges ud til vandret
- Hjul med total og retningsbremse
- Den viskoelastiske polstring tilpasser sig kropsformen
- Aftagelig polstring for let rengøring
- Aftør- og desinficerbart plastikafdækning under polstringen

Stolens base fylder ikke meget, og stolens forreste hjul er forsynet med retningsbremse, således flytning af stolen kan foretages let og ubesværet - selv med bruger siddende i stolen.

Fås med enten manuel eller elektrisk vippefunktion.

4 stk. 125 mm hjul - alle med bremse.

35° rygældning/sædetilt.

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.
534770200	Greiner Recrea læne-/hvilestol, manuel indstilling	119876
534770300	Greiner Recrea læne-/hvilestol, elektrisk indstilling	120268



# Recrea - lænestol/hvilestol/ammestol



## Tekniske data:

Total bredde: 68 cm

Total dybde - siddende stilling: 103 cm

Total dybde - liggende stilling: 160 cm

Længde af liggestilling: 175 cm

Total højde - siddende stilling: 126 cm

Total højde - liggende stilling: 99 cm

Ryglænsenhøjde/længde: 128 cm

Sædehøjde: 51 cm

Sædedybde: 103 cm

Sædebredde: 45 cm

Vægt: 59 kg - 62 kg

Maks. belastning: 150 kg

Fås i flere farver og 2 kvaliteter, "**Compact**" og "**Premium**" - kontakt os gerne for yderligere information.

## compact.



## premium.



# Integra Shell - læne-/hvilestol



Stolen er udviklet som et hjælpemiddel til at flytte beboere rundt i f.eks. plejehjemsmiljøer, eget hjem o.l.

Et nyttigt hjælpemiddel til brugere, der sidder i lange perioder ad gangen og risikerer at udvikle tryksår.

Stolen giver ekstra støtte, komfort og positioneringshjælp.

Det ergonomisk designede skubbehåndtag, gør den gasbetjente tiltning af stolen let og sikkert.

Vinkeljustérbar og aftagelig benstøtte.  
Sikkerhedsbælte for yderligere sikkerhed.  
Praktisk opbevaringslomme på ryglænet.

4 stk. 125 mm drejelige højkvalitets bremsehjul gør stolen let at flytte rundt med.

Udformet, så den giver god liftadgang.

Kan tiltes let forover, således bruger får lettere ved at komme op at stå.

## Tekniske data:

Tiltning: 27° bagud og -3° foran.

Armlænsenhøjde: 23 cm

Total bredde: 72 cm

Total længde: 78 cm

Total højde: 137 cm

Sædedybde: 47 cm

Sædebredde: 51 cm

Sædehøjde: 53 cm

Egenvægt: 29 kg

Maks. belastning: 120 kg



Ergonomic wing headrest



Angle adjustable legrest



Easy inclination thanks to the push-handle shape and the adjustable trigger position.



Sewn storage bag at the back

Varenummer	Beskrivelse	Belastning	HMI-nr.
53INTEGRAM51CP1	Integra Shell stol	120 kg	118984

PHE Air Chair, er en ergonomisk stol med luft i sædet.

Luften i sædet, cirkulerer fra side til side, når du bevæger dig, samtidig med, at den støtter dig.

Sædet er ikke ret dybt, og dermed er der ikke noget der lukker for blodomløbet.

Der er udskæring til halebenet, og sæde og ryg er nem at indstille.



Varenummer	Beskrivelse	Farve	Højde
501054	Air chair m/luftpude i sæde, lav ryg	Oplys v/bestilling	Oplys v/bestilling

Ergonomisk kontorstol med formstøbt sæde og lille eller højt ryglæn med indlagt kile, der giver god støtte i lænden eller ryggen. (oplys herom v/bestilling).

Den har et formstøbt sæde, som er lidt sadelformet, så du kan få benene nedad. Dermed får du låst op i hofterne, og det er meget nemmere at rette ryggen.

Giver dig en rigtig god siddekomfort.

Sædet kan indstilles i kip - sæde og ryg kan indstilles individuelt, og låses i ønskede positioner.



Varenummer	Beskrivelse	Farve	Højde
501035	Arbejdsstol - Professional, m/ryglæn	Oplys v/bestilling	Oplys v/bestilling

En ergonomisk stol med formstøbt sæde, der støtter bagtil og med afrundet forkant, så der ikke lukkes for blodomløbet.

Stolen er meget nem at indstille, og udført i høj kvalitet.

Ryglænet er med indbygget lændestøtte. Der er plast cover på bagsiden for at beskytte ryglænet.

Leveres, som standard med højkvalitets 24/7 stof og læder på forkant - fås også i marineblå stof.

Maks. belastning: 160 kg



Varenummer	Beskrivelse	Farve	Højde
501049	Skolestol m/5 hjul og ryglæn	Oplys v/bestilling	45-65 cm
501050	Skolestol m/5 hjul og ryglæn	Oplys v/bestilling	50-70 cm

# Blodprøvetagningsstol - serie 22



Blodprøvetagningsstol med hydraulisk pumpe til højdejustering.

Fås med enten stjernebase med glidepuder, rund bundplade, eller med hjul og bremse.

Stolen fås med fast eller vipbart ryglæn og kan udstyres med en hovedstøtte, der kan indstilles i højden.

Faste armlæn, gør det lettere at rejse sig fra stolen.

Stolen har beslag på venstre og højre side til montering af armlænet til blodudtrækning - dette armlæn kan justeres i alle retninger (medfølger).

## Mål:

Sædebredde: 50 cm

Total bredde: 70 cm

Sædedybde: 47 cm

Total dybde: 66 cm

Sædehøjde: 47-66 cm

Total højde: 85-104 cm

Maks. patientvægt: 130 kg

Produktet lagerføres ikke - produceres kun ved ordreindgang.

Fås i flere farver og 2 kvaliteter, "Compact" og "Premium" - kontakt os gerne for yderligere information.

Varenummer	Beskrivelse	Farve
532227302	Blodprøvetagningsstol, m/justerbart ryglæn - rund base	Oplys v/bestilling
532227702	Blodprøvetagningsstol, m/justerbart ryglæn - m/hjul+bremse	Oplys v/bestilling
532227602	Blodprøvetagningsstol, m/justerbart ryglæn og krydsstel m/glidepuder	Oplys v/bestilling



Robust og stabil patientstol, der bl.a. kan bruges til blodtapning og meget andet.

Hydraulisk pumpe til højdejustering.

Fås med enten stjernebase med glidepuder, rund bundplade, eller med hjul og bremse.

Stolen fås med fast eller justerbart ryglæn og kan udstyres med en hovedstøtte, der kan iindstilles i højden.

Faste armlæn, gør det lettere at rejse sig fra stolen.

Det er muligt at montere blodtapningsarmlæn på begge sider af stolen.

**Mål:**

Sædebredde: 50 cm

Total bredde: 60 cm

Sædedybde: 47 cm

Total dybde: 66 cm

Sædehøjde: 47-66 cm

Total højde: 85-104 cm

Maks. patientvægt: 130 kg



Produktet lagerføres ikke - produceres kun ved ordreindgang.

Fås i flere farver og 2 kvaliteter, "Compact" og "Premium" - kontakt os gerne for yderligere information.

Varenummer	Beskrivelse	Farve
532227340	Patientstol, serie 22 m/justerbart ryglæn, rund base	Oplys v/bestilling
532227740	Patientstol, serie 22 m/justerbart ryglæn, m/hjul+bremse	Oplys v/bestilling
532227640	Patientstol, serie 22 m/justerbart ryglæn, krydsstel m/glidepuder	Oplys v/bestilling
534871400	Beslag t/blodprøvetagningsarmlæn	
534301100	Armlæn til blodprøvetagning	Oplys v/bestilling

# Patientstol/ventestol - serie 35



Komfortabel ventestol med polstring og integrerede skumarm læn eller træarm læn.

Robust stålramme for høj holdbarhed.

Adskillige farvekombinationer for det bedste match til jeres venteværelse.

Fås i flere farver og 2 kvaliteter, "Compact" og "Premium" - Kontakt os gerne for yderligere information.



## Tekniske data:

Sædebredde: 49 cm

Sædedybde: 47 cm

Sædehøjde: 43 cm

Total bredde: 56 cm

Total dybde: 74 cm

Total højde: 78 cm

Maks. belastning: 130 kg

## compact.




## premium.




Varenummer	Beskrivelse	Belastning	Farve
533500040	Patientstol/ventestol, serie 35, m/skumarm læn	130 kg	Oplys v/bestilling
533500041	Patientstol/ventestol, serie 35, m/træarm læn	130 kg	Oplys v/bestilling

# Træstol/Spisebordsstol - XXL




saffron




cherry



sky



pine



charcoal

Træstol med armlæn produceret i solidt bøgetræ.

Sæde og ryg er dækket af en høj kvalitetspolstring som tåler de fleste desinfektionsmidler, samt urin og blod.

Kan med fordel bruges som spisebordsstol, hvilestol og lign.

#### **Tekniske data:**

Sædehøjde: 51 cm  
Sædebredde: 62 cm  
Sædedybde: 55 cm  
Total højde: 94 cm  
Total bredde: 80 cm  
Total dybde: 65 cm  
Egenvægt: 19 kg

Maks. belastning: 300 kg

Produktet lagerføres ikke - hjemtages kun på bestilling.

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.
701500	Træstol m/armlæn og blødt sæde - XXL	131083

---

Kan du ikke finde den løsning du har brug for?

---

*Vi har et stort udvalg af diverse stole og lejer, og har derfor mulighed for at hjælpe jer med lige den løsning I har brug for.*

*- kontakt os gerne for yderligere information.*

