

# Toiletgreb/-bøjler

- og diverse tilbehør



# Støttehåndtag/Toiletgreb/Håndgreb



Støttehåndtag/Toiletgreb/Håndgreb.

Fås i flere længder.

Udført i flad-ovale stålør og belagt med rilsan, som giver et sikkert og behageligt greb uden skarpe kanter.

Rørtykkelse: Ø25 mm (Ø16 mm for 15 cm greb).

Flanger på 6 cm og med 3 skruehuller (3,7 cm og med 2 skruehuller for 15 cm greb).

Afstand fra væg til underside af støttegreb: 6 cm (5 cm for 15 cm greb).

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver og andre længder på bestilling.

Til ind- og udvendig brug.

Belastning: 130 kg - (HUSK at bruge korrekte plugs og skruer, afhængig af hvilket materiale de sættes op i).

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Længde
702004	10246	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	15 cm
702006	134040	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	20 cm
702014	10250	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	25 cm
702016	10253	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	30 cm
702017	10255	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	40 cm
702018	10257	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	50 cm
702019	10258	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	60 cm
702020	10259	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	70 cm
702021	10260	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	80 cm
702005	10261	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	90 cm
702012	10262	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	100 cm
702015	34586	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	120 cm
702024	52236	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	130 cm
702022	34585	Støttegreb/Toiletgreb/Håndgreb	150 cm

# Støttebøjle til gulv

Støttebøjle/Støttegreb til gulv.

Udført i flad-ovale stålrør og belagt med rilsan, som giver et sikkert og behageligt greb uden skarpe kanter.


Bredde: 53 cm  
Højde: 70 cm

Rørtykkelse: Ø25 mm  
Flange på 5,5 x 11 cm og med 2 skruehuller.

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver på bestilling.

Til ind- og udvendig brug.

Belastning: 150 kg - (HUSK at bruge korrekte plugs og skruer, afhængig af hvilket materiale de sættes op i).



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Dybde/Bredde	Højde
700387	69436	Toiletbøjle til gulv	53 cm	70 cm

# Toiletstøtte - M3

Opklappelig toiletstøtte uden støtteben.

Udført i flad-ovale stålrør og belagt med rilsan, som giver et sikkert og behageligt greb uden skarpe kanter.

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver på bestilling.

**Mål:**  
Dybde nedklappet: 74 cm  
Dybde opslået: 8 cm

Maks. belastning: 130 kg - (HUSK at bruge korrekte plugs og skruer, afhængig af hvilket materiale de sættes op i).

Se monteringsplader på side 6.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Dybde/Længde
700398	10096	Toiletstøtte u/støtteben - M3	53 cm

## Toiletstøtte - M4



Opklappelig toiletstøtte med låst støtteben.

Udført i flad-ovale stålrør og belagt med rilsan, som giver et sikkert og behageligt greb uden skarpe kanter.

Når støtten er slået ned, er støttebenet låst i 90°.

**Mål:**

Højde: 80 cm

Dybde nedklappet: 74 cm

Dybde opslået: 8 cm

Maks. belastning: 130 kg - (HUSK at bruge korrekte plugs og skruer, afhængig af hvilket materiale de sættes op i).

Se monteringsplader på side 6.

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver på bestilling

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Dybde/Længde	Højde
700399	10161	Toiletstøtte m/støtteben - M4	74 cm	80 cm

## Toiletstøtte - M5



Opklappelig toiletstøtte med højdeindstilleligt støtteben.

Udført i flad-ovale stålrør og belagt med rilsan, som giver et sikkert og behageligt greb uden skarpe kanter.

Når støtten er slået ned, er støttebenet låst i 90°. Toiletstøtten har en rustfri stålfjeder, som holder den op langs væggen.

**Mål:**

Højde: 76-94 cm

Dybde nedklappet: 74 cm

Dybde opslået: 15 cm

Maks. belastning: 130 kg - (HUSK at bruge korrekte plugs og skruer, afhængig af hvilket materiale de sættes op i).

Se monteringsplader på side 6.

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver på bestilling

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Dybde/Længde	Højde
700401	17282	Toiletstøtte m/støtteben - M5	74 cm	76-94 cm

# Toiletstøtte - M4H

Opklappelig toiletstøtte med låst støtteben til brug ved hjørner. (oplys hvilket v/bestilling)

Når støtten er slået ned, er støttebenet låst i 90°.

Udført i flad-ovale stålør og belagt med rilsan, som giver et sikkert og behageligt greb uden skarpe kanter.

## Mål:

Højde: 80 cm

Dybde nedklappet: 60 cm

Vinkel i forhold til væg: 45°

Maks. belastning: 130 kg - (HUSK at bruge korrekte plugs og skruer, afhængig af hvilket materiale de sættes op i).



Se monteringsplader på side 6.

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver på bestilling

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Dybde/Længde	Højde
700391	10164	Toiletstøtte m/støtteben - M4H	60 cm	80 cm

# Toiletstøtte, dobbelt - med låst støtteben, M4D

Opklappelig dobbelt toiletstøtte med låste støtteben.

Når støtten er slået ned, er støttebenet låst i 90°.

Yderst anvendelig hvis toiletstøtten skal monteres på en gipsvæg.

Udført i flad-ovale stålør og belagt med rilsan, som giver et sikkert og behageligt greb uden skarpe kanter.

## Mål:

Højde: 80 cm

Indvendig afstand mellem armstøtter: 57 cm

Dybde nedklappet: 74 cm

Dybde opslået: 15 cm

Maks. belastning: 130 kg - (HUSK at bruge korrekte plugs og skruer, afhængig af hvilket materiale de sættes op i).



Se monteringsplader på side 6.

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver på bestilling

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Dybde/Længde	Højde
700388	10163	Toiletstøtte m/støtteben - M4D	74 cm	80 cm

# Toiletpapirholder

Til toiletstøtter med støtteben.

Kan let og uden besvær monteres på støttebenet i den højde, man ønsker.

Kan betjenes med en hånd.

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver på bestilling.



Varenummer	Beskrivelse
700394	Toiletpapirholder til M4+M5

# Støttebøjle/Støttegreb/Vægbøjle



Støttebøjle/Støttegreb/Vægbøjle til væg.

Ideel som bl.a. gelænder ved trapper med få trin.

Fås i flere dybder/længder.

Rørtykkelse: Ø25 mm

Flange på 5,5 x 11 cm og med 2 skruehuller.

Til ind- og udvendig brug.

Belastning: 130 kg - (HUSK at bruge korrekte plugs og skruer, afhængig af hvilket materiale de sættes op i).

Kan også laves i specialmål - kontakt os venligst for yderligere information.

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver på bestilling

Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Længde
702003	69433	Støttegelænder/Vægbøjle	30 cm
702009	10339	Støttegelænder/Vægbøjle	40 cm
702011	15757	Støttegelænder/Vægbøjle	50 cm
702010	15758	Støttegelænder/Vægbøjle	60 cm
702013	15759	Støttegelænder/Vægbøjle	70 cm
702002	69434	Støttegelænder/Vægbøjle	80 cm

## Monteringsplader



Monteringsplader til toiletstøtter.

Fremstillet i rilsanbehandlet 8 mm aluminium.

Indstillingsmulighederne er med 4 cm interval.

Monteringsplade (700397): 5 højder - passer til varenr. 700398 og 700401.

Mål: 15 x 30 cm

Monteringsplade (700396): 3 højder - passer til varenr. 700398 og 700401.

Mål: 10 x 20 cm

Monteringsplade (700393): 1 højde - passer til varenr. 700399, 700391, og 700388.

Mål: 12 x 12 cm

Farve: Hvid - RAL 9010 - Kan leveres i andre farver på bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Bredde	Højde
700397	Monteringsplade t/M 3+5 - 5 højder	15 cm	30 cm
700396	Monteringsplade t/M 3+5 - 3 højder	10 cm	20 cm
700393	Monteringsplade t/M 4	12 cm	12 cm

# Toiletspand

Toiletspand, inkl. låg, i grå plast.

Spanden har et låg med håndtagsknop og praktisk metalbærebøjle, desuden har spanden en vulstkant til bækkenophæng på toiletstole, samt vakum-lugtlås.



Varenummer	HMI-nr.	Beskrivelse	Indv. Diameter	Udv. Diameter	Højde
701311	50621	Toiletspand inkl. låg, grå	25 cm	32 cm	17,5 cm
701318		Låg til toiletspand (ekstra)			

# Lady poseholder

Poseholder i aluminium til fastmontering på væggen.

Åbnes nemt med et let tryk.

Passer til madame poser og kan f.eks. anvendes på toiletter til bl.a. hygiejnebind.



Varenummer	Beskrivelse	Dybde	Længde	Højde
50503000	Lady poseholder	4 cm	35 cm	2 cm

# Handkestativer - væghængt

Enkelt, pratisk og yderst hygiejnisk handkestativ.

Fremstillet i Ø6 mm pulverlakeret rundjern.

Fås med plads til enten 2- eller 3 æsker engangshandsker.

Monteres på væggen.



Varenummer	Beskrivelse	Dybde	Bredde	Højde
50501001	Handkestativ 2-pack	9,5 cm	25,7 cm	25,8 cm
50501002	Handkestativ 3-pack	9,5 cm	25,7 cm	38,6 cm

# Flaskeophæng/dunkeophæng

Vægophæng til 5 ltr. flaske/dunk.

Produceret i El-galvaniseret stål.



Varenummer	Beskrivelse	Dybde	Bredde	Højde
50900013	Vægophæng t/5 ltr. dunk/flaske	20,5 cm	13,5 cm	18,5 cm



# Scan-Med a|s

## Denmark

---

Scan-Med A/S • Dalgårdsvej 17 • 8220 Brabrand  
Tlf. 86 10 61 66 • Fax. 86 16 93 55