

# Scan-Med a|s

## Denmark



# Scan-Med a|s

## Denmark

Scan-Med Danmark A/S er en del af Scan-Med Gruppen, der omfatter selskaber i hele Norden. Scan-Med Danmark A/S sælger medicoteknisk udstyr samt produktsortimentet fra Scan-Co A/S, idet Scan-Co og Scan-Med er blevet fusioneret. Scan-Co er kendt for et bredt udvalg i inventar, hjælpemidler, hjul, transportmateriel og møbler af god kvalitet til konkurrencedygtige priser.

## Hvad kan vi gøre for dig?

Vi har inventar, transportmateriel og hjælpemidler til sygehuse og plejehjem, der kan være med til at gøre hverdagen nemmere for både patienter, beboere og personale.

Samtidig har vi møbler, der gør hverdagen sjovere og mere komfortabel.

Vi er en fleksibel virksomhed, der tilbyder vore kunder kvalitetsprodukter, hurtig ordrebehandling og kort leveringstid.

Et højt serviceniveau er meget vigtigt for os, og derfor har vi kompetente medarbejdere, der kender vores produkter, og derfor kan give den bedste vejledning.

Vi har et meget bredt sortiment, og vi kan i mange tilfælde ændre på produkterne, så de passer til den enkelte kundes behov.

Vi har opdateret vores hjemmeside, hvor du finder yderligere oplysninger om os og vores produkter.

Vi kommer gerne og laver en temadag/møde om løft og hjælpemidler til en ergonomisk korrekt arbejdsplads.

Se mere på: [www.scanmed.dk](http://www.scanmed.dk)



## AND MODEL UA-852

- Stort display i hård plast.
- Hurtig oppumpning og udluftning af manchet.
- Hukommelse for 90 målinger med dato/tid.
- Indikator for uregelmæssig hjerterytme/puls.
- Indikator for blodtryksniveau (WHO)
- Klinisk testet.
- Leveres med 3 manchetter, S, M & L.

Vnr: 401 207

## Introtilbud:

# 695,-

(Normalpris: 995,-)



Introtilbud:

4.495,-

(Normalpris: 6.250,-)

BENYT DIG AF PRØVEPERIODEN  
OG SE OM DENNE WALKER  
ER NOGET FOR DIG!

## WALKER

Ganghjælpemidlet der, som ingen andre produkter på markedet, dækker området mellem andre ganghjælpemidler og kørestolen. Er med til at forebygge faldulykker og både hjælper og giver sikkerhed til patienter med nedsat mobilitet. Det integrerede sæde gør, at patienten kan hvile sig når som helst, og sikkerhedsstroppen reducerer frygten for at falde.

Sæde- og armstøtten kan justeres til 6 forskellige højder.

- Fremmer mobilitet
- Understøtter bevægelsesterapi med hensyn til faldproflakse
- Forbedrer det kropslige velbefindende
- Forbedret livskvalitet
- Giver bevægelsesfrihed
- Giver mere fysisk aktivitet
- Værdighed og selvværd forbedres
- Sparer medicin og aflaster plejepersonalet

Ring til os og aftal en demo – kan prøves i 14 dage u/b.

Vnr: 630 133

FLERE GODE TILBUD I AVISEN!

# HJUL TIL ETHVERT FORMÅL

Scan-Med har et bredt udvalg af hjul i forskellige størrelser. Ring og hør nærmere, vi har helt sikkert det du mangler.



2044/46- elektrisk ledende sengehjul med bærende gulforsinket gaffel af stål. DIN-kugleleje som drejekrans og hjulleje. Lukket drejekrans og lejeskål svejset på ramme. Hjuldiameter: Ø 125 og Ø 150 mm.



PNP- apparathjul med bløde baner. Chromatiseret gaffel. Dobbelt kuglekrans i drejehoved. Bløde PUR baner, som er yderst velegnet til f.eks. klinkegulve. Fåes i størrelser fra Ø100 til Ø150 mm.



PJP- apparathjul med chromatiseret gaffel og dobbelt kuglekrans i drejehoved. Blågrå gummiring med trådfang, grå polypropylenfælge og præcisionskugleleje i nav. Fåes i størrelser fra Ø50 til Ø150 mm.



LEVINA- hjulet har centerhulsmontage, der tillader brug af lange bolte til montage af hjulet. Leveres med totalbremse. Lille svingradius på hjul med og uden bremse. Fremragende køreegenskaber med lav rulle- og drejmodstand. Kan også leveres i rustfri og elektrisk ledende varianter.

## GLIDHJUL

Glidhjul til montering på bagsiden af de forreste ben på stole med træstel. Derefter kan stolen med meget få kræfter flyttes til den ønskede position. Ved at bøje sig fremover rykkes kropsvægten over på hjulene, så stolen glider let.

Vnr: 630 218



**1 sæt kr. 400,-**  
**5 sæt pr. sæt kr. 295,-**



## ALU RAMPER

Ramper fremstillet i aluminium. De fylder og vejer kun lidt og de er lette at transportere og placere. Ramperne kan klare store belastninger og er skridsikre. Ramperne findes i en fast og en sammenklappelig udgave. Begge har en sikkerhedskant på de to langsgående sider. Alle kanter og hjørner er afrundede således at ramperne let kan håndteres uden risiko.

Max belastning 350 kg.

Vnr: 630 270



## DÆK, SLANGER OG KØRESTOLSHJUL

Vi har grå afsmitningsfrie dæk i mange størrelser og til gode priser. Ring og hør nærmere om vi har den størrelse du skal bruge.

Nye priser, så hør lige hvad prisen er i dag!

# WAITER ROLLATOR



Waiter rollatoren med kurv og bakke. Bremsesystemet består af trækstænger i stedet for kabler, da de er særdeles lette at betjene for svage fingre. Stellet er stabilt og let at klappe sammen. Håndtagene er højdejusterbare. Leveres med luftgummihjul.

Vnr: 630 174

Totalbredde: 58 cm  
Højdejustering: 82-108 cm  
Sædehøjde: 63 cm  
Udvendig længde: 68 cm  
Vægt: 11 kg  
Max. belastning: 100 kg

**1 stk. kr. 2.170,-**  
**3 stk. pr stk. kr. 995,-**



# OPTIMAL MED UNDERARMSTØTTE

Rollator med et enkelt og funktionelt design. Rigtig god og stabil udgave med letlåselige press down bremser. Hvilepuder i formstøbt gummi, som er lette at rengøre.

Højdejusteres i intervallet 90-115 cm.

Max belastning: 100 kg

Vnr: 630 123

# "Arnold"



- To i én vægten "Arnold"
- Anvendes til siddende eller stående.
- Ergonomisk, robust og let at betjene.
- Mobil og let at opbevare.
- Kan veje op til 200 kg eller 300 kg.
- I stående position kan patienten holde fast i ryg- eller armlæn uden at påvirke vejningen.
- For øget komfort kan det nederste panel skubbes frem og fungere som fodstøtte.
- Mulighed for teleskopisk højdemåler (100-215 cm).
- Aflæser med en nøjagtighed på enten 100 g eller 50 g.

# "Homer"



- Ergonomisk og robust vejestol.
- Let at flytte patienten over i stolen takket være armlænenes sammenklappelige funktion.
- 4 hjul (2 m/bremse).
- Sammenklappelig fodstøtte.
- Vejestolens mobilitet gør det muligt at flytte patienten mens denne sidder i vejestolen.
- Vejer op til 200 kg.
- Aflæser med en nøjagtighed på endten 100 g eller 50 g.

# VI HAR ET STORT UDVALG AF PR



## BADEBÆNK

XL-badebænk til den tunge bruger med en max belastning på 300 kg. Bænken har et solidt perforeret plasticsæde med hygiejneåbning. Standard mål: H: 510 mm, B: 440 mm, D: 445 mm.

Vægt 6,9 kg

Vnr: 701 457



## VASKETØJSKURV PÅ KØRESTEL

En utrolig anvendelig vasketøjskurv på kørestel. Det er den kendte model, der kan fåes i 4 forskellige højder, nemlig 60, 70, 80 og 90 cm. Som noget nyt har vi lavet et kørehåndtag, som kan være en stor hjælp, hvis man skal køre over en længere strækning.



## BORDVOGN

Bordvogn i hvidt specialkunststof, som hverken ruster eller gulner af ælde. De er robuste, stabile og letløbende. Hylderne kan tages af og rengøres meget let. Er monteret med 4 drejelige hjul med bremse Ø75 mm. Bordvognen fåes i flere størrelser og med 2, 3 eller 4 hylder efter behov.

Vnr: 501 778



## LINNEDVOGNE

Linnedstativ til bomulds- eller lækfri poser. Linnedstativet kan leveres med 1,2,3 eller 4 poser. Stativerne kan forsynes med låg og fodpedal. 4 drejelige hjul, hvor to af dem har bremse. Poserne holdes på plads ved hjælp af to plastbeklædte bøjler i rustfri stål. Lågene kan leveres i flere farver.

Ekstra tilbehør: Fodpedal

Vnr: 502 396



## BALJEVOGNE

Baljevogne i solid kvalitet til vaskerier, institutioner, sygehuse o.lign. Leveres standard i hvid, men kan også leveres i andre farver. Baljevognen kan leveres med 1 eller 2 baljer.

Baljevogn med 1 balje: 750x460x900 mm. Vnr: 500 877

Baljevogn med 2 baljer: 1000x730x900 mm. Vnr: 500 878

# ODUKTER TIL FUGTIGE MILJØER!



## TOILETGREB

Mia greb i forskellige længder.



## AFFALDSSTATIVER

Let og stabil affaldsstativ med 4 drejelige hjul og fodpedal. Låg er permanent fastgjort. Poserne holdes på plads med to plastbelagte poseholdere. Til brug indendørs.

Vnr: 701 619

Kan leveres i en model med større hjul, som egner sig til udendøres brug.

## BADE-BÆKKENSTOL

Badebækkenstol, der fåes i både standardstørrelse og til XXL brugere. Her vist med infusionsstativ, som også kan fåes til stolene.

Ring og få tilsendt en specialbrochure for hele dette sortiment.



## KØRESTOL

Ideel til fugtige miljøer, da kørestolen er fremstillet i møbelplast uden nogle dele, der kan ruste. Utrolig letløbende kørestol, som vore kunder er rigtig glade for.

Husk også, at den kan bruges i svømmehallen.

Vnr: 701 600

## HÅRVASKER

Til hårvask af liggende patienter.

Vi har efter mange henvendelser lavet et underlag, der gør hårvask meget nemmere. Gør oplevelsen mere behagelig for begge parter med et hårvaskeunderlag. Sengen kan eventuelt tippes lidt bagover, således at vandet løber ned mod hovedgærdet.

Underlaget er et non-woven tæppe med folie, der måler 90 x 120 cm.

Vnr: 054 100

Introduktionstilbud 5 stk. 425,-  
(1 stk. 99,-)





## ENKELT TRIN, DOBBELT TRIN

Skammel med 1 eller 2 trin i kunststofstel med skridsikker kunststofplade i PE og skridsikre gummifødder. Tåler en belastning på op til 150 kg. Kan også leveres i en udgave, der er velegnet til MR rum.

Vnr: 290 474 (1 trin)

Vnr: 290 475 (2 trin)



## TABURET MODEL 307

En rigtig anvendelig taburet med formstøbt sæde - vi kan levere med både ekstra lav og ekstra høj gas, ligesom den kan leveres med betræk, der let kan aftørres. Sædestørrelse 360x400 mm.

Vnr: 500 208



## ALL-ROUND STOL MODEL 839

En rigtig god stol, som kan indstilles, så man kan sidde i den i rigtig lang tid - både som arbejdsstol og patientstol. Se den fine nakkestøtte, som også kan indstilles efter brugeren. Armlænen, der også kan justeres i alle retninger og virkelig bruges til mange formål.

Der er også mulighed for at få mange forskellige stoffer til betrækket.

Vnr: 501 066



## BALLET FUNKTIONSTOL

En rigtig fin og inspirerende funktionsstol, tidløs og moderne i sin form. Skallen er formstøbt og kan forsynes med polstring både på sæde og ryg eller kun på sæde efter ønske. Der er mulighed for at lege med farverne, da både skal og stof fåes i mange farver. Stolen fåes også med 4 ben, som ses på det lille billede.



## FISK TERAPEUTSKAMMEL

Højdejusterbar terapeutiskammel med kraftig polstring på sædet. Polstringen er betrukket med solidt stærkt kunstlæder i farverne sort eller lysegrå. Skamlen er vaskbar. Monteret med 4 stk. Ø 75mm hjul, hvoraf de to forreste har dobbeltbremse.

Sædelængde: 58 cm.

Sædebredde (max): 32 cm.

Højdejustering: 44-53 cm.

Vnr: 290 422

# FLAMMEHÆMMENDE DYNE OG PUDE



Flammehæmmende hospitalsdyne fremstillet til patienter, der er sen-  
geliggende og rygere. Bør anvendes sammen med brandhæmmende  
betræk og lagen. Lavet af polyfibre, der er et hygienisk isoleringsmateri-  
ale som ikke optager fugt eller lugt og støver ikke.

Flammehæmmende dyne 140x200 cm: Vnr: 330 240

Flammehæmmende pude 50x70 cm: Vnr: 330 242

Sov trygt og godt

# FLAMMEHÆMMENDE SENGETØJ



Flammehæmmende sengetøj kan ikke antændes og forkuller i stedet  
for at brænde eller smelte.

Lagen og betræk fremstillet i pyrovatex, som er behandlet bomuld.

Betrækkene beholder de flammehæmmende egenskaber levetiden ud.

Må ikke klorbehandles.

Flammehæmmende dynebetræk: Vnr: 330 230

Flammehæmmende pudebetræk: Vnr: 330 232

Flammehæmmende lagen: Vnr: 330 234

Dyne, pude, dynebetræk, pudebetræk og lagen!

Kun 999,- for alle 5 dele!

(Normalpris 1.299,-)

# RYGEFORKLÆDE



Brandhæmmende forklæde, der giver tryghed til brugeren og omgivel-  
serne. Fremstillet i 100% tekstil med brandhæmmende bomuldsbånd.  
Tåler maskinvask ved 30 grader skånevask og skånsom centrifugering.  
Dryptørres.

Mål: B: 80 cm x H: 100 cm.

Vnr: 331 200

TILBUD: 295,-

(Normalpris: 345,-)

# CARELITE



Carelite er en fantastisk læselampe med den nyeste teknologi. Den er  
udstyret med en lukket fjederbalanceret arm for nem rengøring samt  
sikker og nem anbringelse. Et integreret ergonomisk håndtag gør den  
nem at betjene- også for patienter med et handicap.



## ARBEJDSLØFTEBORD

Personlift, arbejdslift, montagelift eller rengøringslift - funktionsmulighederne er mange. Liften sikrer en ergonomisk korrekt arbejdsstilling, hvorved belastningsskader undgås. Enkeltakselstel med håndtag og transporthjul. Kan klappes sammen og fylder meget lidt, hvis man ikke har plads til at have den til at stå hele tiden.

Højdejusterbar fra 160-660 mm via linak elmotor.

Plademål: minimum 900x600 mm til maximum 1200x800 mm.

Her vist med dialyseapparat.

Vnr: 501 840



## MINILIFT APOLLO

Top kvalitetsprodukt fra Skandinavien og en af de hurtigste lifte på markedet. Meget let at anvende og med en lav egenvægt. Her er der næsten ingen vedligeholdelse og du slipper for kæder og hydraulisk olie. Indbygget lader. Den gode hjælper til kontoret, varehuset, produktionen, køkkenet, hospitalet o.s.v.

Det er muligt at få en Apollo på prøve, så man får den bedste løsning på problemet, vores konsulenter kommer gerne forbi.

Total højde: 1520 mm  
1920 mm  
2320 mm

Max. løftekraft: 1430 mm  
1830 mm  
2230 mm



## EXPRESSO TRAPPEVOGN

En elektrisk trappevogn, her vist med et bælte, denne vogn er rigtig god til trapper og ramper. Det takkede bælte fastholder trappevognen på alle trintyper, tørre som fugtige og skåner sarte trapper. Max. løftekapacitet 110 kg, max. trindhøjde 440 mm.

Vi har den også med 2 bæltter, men kun en afprøvning på stedet kan afgøre hvilken type der er bedst egnet.

Vnr: 501 520



## TRAPPEVOGN

Vi har sammen med Falck udviklet en trappevogn, der kan køre med senge på trapper, en helt special udfordring, når der ofte kun er en mand til at klare arbejdet.

Kontakt os, så vi sammen kan finde en løsning.

# SPECIALTILBUD

TILBUD PÅ DENNE SIDE GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES:



## BADE-BÆKKENSTOL

Standard bade-bækkenstol med aftagelige armlæn og rygdæl. Kan bruges over et standard toilet, frihøjde 50 cm. Stolen har Ø125 mm bremsehjul. Max belastning 190 kg, sædebredde 43 cm og sædedybde 45 cm. Forsynet med rund plastspand.

Varenr. 701298

Normalpris pr. stk. kr. 2.358,00

Tilbudspris v/3 stk.:      Pris pr. stk.      **Kr. 1.995,00**



## BADE-BÆKKENSTOL

En model med kørestolshjul. Stolen er fremstillet i hvidt møbelplast, som aldrig bliver anderledes. Der er en god solid fodstøtte på, som man faktisk kan stå på uden at stolen tipper. Denne model har en sædebredde på 45 cm.

Normalpris pr. stk. kr. 11.353,00

Pris pr. stk. for demomodel      **Kr. 7.500,00**



## TØJSORTERINGSVOGN

En rigtig smart tøjsorteringsvogn med 12 kurve og en bøjlestang på 39 cm. Vognen er 164 cm høj, 142 cm lang og 52 cm dyb.

Normalpris pr. stk. kr. 11.540,00

Vi har en demo model, som kan erhverves for      **Kr. 3.500,00**



## FIBERMADRASSER

De velkendte fiber madrasser til forebyggelse af liggesår. Madrassen er fremstillet af siliconebehandlede polyesterfibre, der har en trykudlignende effekt og derfor fordeler kropstrykket på en større flade. Kan vaskes ved 65 grader og tåler alle gængse vaskemidler.

Størrelse: 200x85 cm

Normalpris pr. stk. kr. 1.178,00

Pris pr. stk. v/bestilling af 6 stk.      **Kr. 925,00**



### Stiklagen med stopkant,

3 lags sugende underlag med frotte øverst. Tåler maskinvask ved 100 grader. Størrelse: 70x86 cm

Normalpris pr. stk. kr. 172,00

Pris pr. stk. v/bestilling af 10 stk.      **Kr. 135,00**



### Hagemæk med frotte

øverst og vædsketæt bagside. Størrelse: 78x46 cm.

Normalpris pr. stk. kr.

273,00

Pris pr. stk. v/bestilling af 5 stk.      **Kr. 215,00**

**Inventar**

**Hjælpemidler**

**Hjul**

**Transportmateriel**

**Dupper og stilleskruer**

**Dæk og slanger**

**Fødselsudstyr**

**Dialyseprodukter**

**Lysbehandling**

**Therm Aid**

**Scan-Med a|s**  
**Denmark**

Scan-Med A/S • Dalgårdsvej 17 • 8220 Brabrand  
Tlf. 86 10 61 66 • Fax. 86 16 93 55  
[www.scanmed.dk](http://www.scanmed.dk), e-mail: [scanmed@scanmed.dk](mailto:scanmed@scanmed.dk)

Priser ex moms.